

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO

DIVISIÓN DE CIRUGÍA

Código: IT-CH-OF-02

Página 1 de 2

Fecha de Revisión:
Enero 2019

Versión vigente: 01

ÍNDICE

Pág.

1. ALCANCE:	1
2. DOCUMENTOS APLICABLES:	1
3. DEFINICIONES:	1
4.- MATERIAL Y EQUIPO:	1
5. DESARROLLO:	2
6. ANEXOS	2
7. CONTROL DE CAMBIOS:	2

1. Alcance:

Personal de la Unidad Oftalmológica de Alta Especialidad en el OPD Hospital Civil Guadalajara Fray Antonio Alcalde adscritos al área de Quirófanos.

2. Documentos Aplicables:

N/A

3. Definiciones:

3.1 **Electrocauterio:** Instrumento utilizado para coagular tejidos orgánicos mediante el calor que se genera.

3.2 **Oxímetro:** Es un aparato médico que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre de un paciente.


3.4 **Negatoscopio:** Dispositivo que permite observar los estudios impresos de imagen.

3.5 **Sanitización:** Consiste en la aplicación de sanitizantes o desinfectantes clínico – industriales con capacidades antimicrobianas que se aplican a los objetos no vivos para destruir microorganismos.

4.- Material y Equipo:

- 1 Mesa de operaciones
- 1 Aparato de anestesia
- 1 Mesa de anestesia
- 1 Mesa de mayo
- 1 Mesa de riñón
- 1 Aspirador
- 1 Electrocauterio
- 1 Carro de curación

COPIA NO CONTROLADA	Elaboró Dra. Diana Esperanza Arévalo Simental Coordinadora de Enseñanza e Investigación	Revisó Dra. Miriam Guadalupe Becerra Cota Jefa de Servicio	Autorizó Dr. Raúl Durán López Jefe División de Cirugía
---------------------	--	---	---

	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO	Código: IT-CH-OF-02
		Página 2 de 2
	DIVISIÓN DE CIRUGÍA	Fecha de Revisión: Enero 2019
		Versión Vigente: 01

- 3 Cubetas con bolsas de plástico (roja, naranja, amarilla).
- 2 Tripies
- 1 Monitor con oxímetro
- 1 Pinza de traslado
- 1 Contenedor punzocortante
- 1 Banco de altura
- 3 Bancos giratorios
- 1 Negatoscopio
- 1 Microscopio
- 1 Equipo de facovitrectomía

5. Desarrollo:

No.	Responsables	Descripción de la Actividad
5.1	Intendencia.	Aseo y sanitización de la sala.
5.2	Enfermería.	Verificación de limpieza de la sala
5.3		Reunir mobiliario y aparatos.
5.4		Dar acomodo adecuado al mobiliario.
5.5		Comprobar el funcionamiento de los aparatos electro médico, así como aspirador, y tomas de oxígeno.
5.6		Cerrar sala.

6. Anexos

N/A

7. Control de Cambios:

Versión Vigente	Fecha	Motivo
00	Septiembre 2014	Alta de Documento
01	Enero 2019	Actualización de Documento